

INHALATIONSGERÄT

COMPACT KIDS

apornorm®
die marke der apotheke



Nimmt spielerisch die Angst vor dem Inhalieren!

Best.-Nr. 047930

PZN 14294229

Hilfsmittel-Nr. 14.24.01.0166



Vielfältige Anwendungsbereiche

Effektive Inhalationstherapie bei Asthma, Bronchitis, COPD und Behandlung von Erkältungsbeschwerden sowie allergisch bedingten Atemwegserkrankungen (Heuschnupfen, Pollen-, Hausstauballergie).



Kindgerechte/s Ausstattung & Design

besonders für Babys und Kleinkinder geeignet (inkl. 1 x TPE-Soft-Kindermaske & 1 x Silikon-Kindermaske Gr. M)



Verneblungsmenge (TOR)

63% < 5 µm 0,40 ml/min (NaCl 0,9%)



Verträglichkeit

Inhalatoren und Zubehörteile aus biologisch unbedenklichen Materialien (frei von Phthalaten oder Bisphenol A)



Kurze Inhalationszeit

Unter 7 Minuten für 2,5 ml Inhalationslösung



5 Jahre Garantie

Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, also Geräteteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind



Partikelgröße 2,83 µm (MMAD)

Für obere und untere Atemwege



Effektive Verneblung

mit allen gängigen Inhalationslösungen (auch Kortikosteroiden)



Geräuschpegel

von 52 dB



Einfache Reinigung

Zubehörteile desinfektionsfähig, auskochbar und sterilisierbar

LIEFREUMFANG: Kompressor-Inhalationsgerät, Vernebler inkl. Zerstäubereinheit, Silikon-Kindermaske, TPE-Kindermaske, Mund- und Nasenstück, Luftschlauch, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungsbeutel, Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich – Silikon-Kindermaske & TPE-Erwachsenenmaske

Silikon-Kindermaske Gr. M

Maskenvertikale: 6,5 cm (1-3 Jahre)

Best.-Nr. 047933 | PZN 16399547

Silikon-Kindermaske Gr. S

Maskenvertikale: 5,0 cm (0-12 Monate)

Best.-Nr. 047932 | PZN 14358596

Silikon-Kindermaske Gr. L

Maskenvertikale: 8,5 cm (ab 3 Jahre)

Best.-Nr. 047934 | PZN 14358604

Erwachsenenmaske aus TPE:

TPE-Soft Erwachsenenmaske

Maskenvertikale: 10,5 cm

Best.-Nr. 047377 | PZN 15569071

Babywinkel

Best.-Nr. 047396 | PZN 13169605

ACHTUNG: Die Altersangaben bei den Masken sind nur grobe Richtwerte. Babys und Kinder sind in Ihrer Entwicklung sehr individuell, weshalb eine Einschätzung der richtigen Maskengröße sehr schwierig ist.

Kombination Babywinkel:

Ermöglicht das Abwinkeln der Inhalationsmasken über 45°, ohne dass dabei Inhalationslösung ausläuft. Somit ist die Inhalation – selbst im Liegen – kein Problem. Der Babywinkel ist damit die ideale Ergänzung für Babys, Kleinkinder oder auch bettlägerige Patienten.

Technische Daten:

Verneblungsmenge (TOR)	0,40 ml/min (NaCl 0,9%)
Partikelgröße (MMAD)	2,83 µm
	63% < 5 µm NaCl 0,9%
Füllmenge Verneblereinheit	min. 2 ml, max. 8 ml
Restmenge (Totvolumen)	0,8 ml
Geräuschpegel	52 dB
Gewicht	1.424 g
Abmessungen (B x H x T mm)	183 x 200 x 153

Länge Netzkabel	1,6 m
Max. Luftfluss	15 l/min
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz / 150 VA
Betriebsdauer	30 min. EIN / 30 min. AUS
Betriebsbedingungen	10 bis 40 °C (30-85% relative max. Luftfeuchtigkeit)
Lager- & Transportbedingungen	-20 bis 60 °C (10-95% relative max. Luftfeuchtigkeit)
Verweis auf Normen	EN13544-4, EN60601-1, EN60601-2, EN60601-1-6, IEC60601-1-11