

INHALATIONSGERÄT

Nano

apornorm®
die marke der apotheke

Der Mobile für unterwegs und zu Hause geeignet!

Best.-Nr. 047380
PZN 13659798
Hilfsmittel-Nr. 14.24.01.0900



Vielfältige Anwendungsbereiche

Effektive Inhalationstherapie bei Asthma, Bronchitis, COPD und Behandlung von Erkältungsbeschwerden sowie allergisch bedingten Atemwegserkrankungen (Heuschnupfen, Pollen-, Hausstauballergie).



Universell einsetzbar

Für Anwender jeden Alters – geeignet für Babys, Kinder und Erwachsene



Verneblungsmenge (TOR)

65% < 5 µm 0,25 ml/min (NaCl 0,9%)



Kurze Inhalationszeit

10 Minuten für 2,5 ml Inhalationslösung



Verträglichkeit

Inhalatoren und Zubehörteile aus biologisch unbedenklichen Materialien (frei von Phthalaten oder Bisphenol A)



Einfach aufladbar

Wie bei einem Smartphone per Micro-USB-Kabel, integrierter Akku mit bis zu 90 Minuten Laufzeit



2 Jahre Garantie

Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, also Geräteteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind



Partikelgröße 2,9 µm (MMAD)

Für obere und untere Atemwege



Effektive Verneblung

mit allen gängigen Inhalationslösungen (auch Kortikosteroiden)



Sehr leicht und leise

Gewicht nur 200 g, Geräuscharme 45 dB



Einfache Reinigung

Zubehörteile desinfektionsfähig, auskochbar und sterilisierbar

LIEFREUMFANG: Kompressor-Inhalationsgerät, Vernebler inkl. Zerstäubereinheit, Kinder- und Erwachsenenmaske, Mund- und Nasenstück, Luftschlauch, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungstasche, Gebrauchsanweisung

Optional erhältlich – Silikon-Kindermaske & TPE-Erwachsenenmaske

Silikon-Kindermaske Gr. M

Maskenvertikale: 6,5 cm (1-3 Jahre)

Best.-Nr. 047933 | PZN 16399547

Silikon-Kindermaske Gr. S

Maskenvertikale: 5,0 cm (0-12 Monate)

Best.-Nr. 047932 | PZN 14358596

Silikon-Kindermaske Gr. L

Maskenvertikale: 8,5 cm (ab 3 Jahre)

Best.-Nr. 047934 | PZN 14358604



Babywinkel

Best.-Nr. 047396 | PZN 13169605



Kombination Babywinkel:

Ermöglicht das Abwinkeln der Inhalationsmasken über 45°, ohne dass dabei Inhalationslösung ausläuft. Somit ist die Inhalation – selbst im Liegen – kein Problem. Der Babywinkel ist damit die ideale Ergänzung für Babys, Kleinkinder oder auch bettlägerige Patienten.

Erwachsenenmaske aus TPE:

TPE-Soft Erwachsenenmaske

Maskenvertikale: 10,5 cm

Best.-Nr. 047377 | PZN 15569071

Technische Daten:

Verneblungsmenge (TOR)	0,25 ml/min (NaCl 0,9%)
Partikelgröße (MMAD)	2,9 µm
	65% < 5 µm NaCl 0,9%
Füllmenge Verneblereinheit	min. 2 ml, max. 6 ml
Restmenge (Totvolumen)	0,8 ml
Geräuschpegel	45 dB
Gewicht	200 g
Abmessungen (B x H x T mm)	117 x 46 x 69

Länge Netzkabel (Micro-USB-Kabel)	1,6 m
Max. Luftfluss	15 l/min
Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz / 150 VA
Betriebsdauer	30 min. EIN / 30 min. AUS
Betriebsbedingungen	10 bis 40 °C (10-95% relative max. Luftfeuchtigkeit)
Lager- & Transportbedingungen	-25 bis 70 °C (10-95% relative max. Luftfeuchtigkeit)
Verweis auf Normen	EN13544-4, EN60601-1, EN60601-2, EN60601-1-6, IEC60601-1-11