

Kompressor-Inhalationsgerät Nano

apornorm®
die marke der apotheke



Best.-Nr. 047380
PZN 13659798

117 x 69 x 46 mm

Weltneuheit: das kleinste Kompressor-Inhalationsgerät mit integriertem Akku

Mobil. Handlich. Überall einsetzbar.

Der neue apornorm® Nano ist ein Kompressor-Inhalationsgerät zur Aerosol-Therapie und Behandlung der oberen und unteren Atemwege. Einfach in der Handhabung und durch den integrierten Akku überall einsetzbar. Durch die kleine, kompakte und sehr leichte Bauweise der ideale Begleiter für zuhause und unterwegs. Der apornorm® Nano wird wie ein Smartphone ganz einfach über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel geladen.

Lieferumfang:

Kompressor-Inhalationsgerät Nano, Verneblereinheit, 2 Masken (Kinder- und Erwachsene), Mundstück, Nasenstück, Luftschlauch, 5 Ersatzfilter, Aufbewahrungstasche, Netzadapter und Ladekabel (Micro USB), Gebrauchsanweisung

Hilfsmittel-Nr. 14.24.01.0xxx beantragt


Produktvorteile:



Anwendungsbereich

Behandlung der oberen und unteren Atemwege


Kompressor-Inhalationsgerät für alle gängigen Inhalationslösungen.



MMAD

Optimale Lungengängigkeit

Partikelgröße 2,9 µm (65 % < 5 µm)
Verneblungsmenge: 0,25 ml/min (NaCl 0,9 %)




200 g

45 dB


Sehr leicht und leise

Gewicht nur 200 g,
Geräuscharme 45 dB



Kabellos

Überall einsetzbar. Gerät verfügt über wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie für netzunabhängigen Betrieb



Einfach aufladbar

Einfaches Aufladen des integrierten Akkus wie bei einem Smartphone über mitgeliefertes Micro-USB-Kabel



Kindgerecht

Für Kinder jeden Alters geeignet.
Ausstattung inkl. Kindermaske



Ideal für unterwegs

Handliches Format und geringes Gewicht. Inkl. Aufbewahrungs-/Transporttasche



2 Jahre Garantie



PZN -13659798